

Ordre de prélèvement

<p>Aiguille droite</p> 	<p>Aiguille à ailettes avec flacons d'hémoculture</p> 	<p>Aiguille à ailettes sans flacon d'hémoculture</p> 
	<p>1. Flacon aérobie puis anaérobie.</p> 	<p>1. Tube de purge de la tubulure.</p> 
<p>1. Tube avec citrate</p> 	<p>2. Tube avec citrate</p> 	<p>2. Tube avec citrate</p> 
<p>2. Tube avec gélose</p> 	<p>3. Tube avec gélose</p> 	<p>3. Tube avec gélose</p> 
<p>3. Tube avec héparinate de lithium</p> 	<p>4. Tube avec héparinate de lithium</p> 	<p>4. Tube avec héparinate de lithium</p> 
<p>4. Tube avec EDTA</p> 	<p>5. Tube avec EDTA</p> 	<p>5. Tube avec EDTA</p> 
<p>5. Tube fluorure de sodium</p> 	<p>6. Tube fluorure de sodium</p> 	<p>6. Tube fluorure de sodium</p> 
<p>6. Tube no add métaux</p> 	<p>7. Tube no add métaux</p> 	<p>7. Tube no add métaux</p> 
<p>7. Autres</p>	<p>8. Autres</p>	<p>8. Autres</p>