

ORDRE	T-PRELE-IT-001 Version 03 du 16/06/2023 Retournements lents pour tous les tubes		<ul style="list-style-type: none"> Analyses à prélever à jeun A apporter au labo immédiatement (uniquement à l'hôpital), dans les 2h, dans les 4h pour les autres analyses 	
1	 Bleu clair Citraté (anticoagulant)	<ul style="list-style-type: none"> Coagulation (INR, APTT, Fibrinogène, D Dimères, TT) (1) Facteurs de coagulation Act et Ag Von Willebrand } (1) Antithrombine 3 = ATIII (1) 	<ul style="list-style-type: none"> Protéine C et S, APC résistance (1) PFA (2) Agrégation plaquettaire (2) Activité Anti Xa (1) Anticoagulant lupique (2) 	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div data-bbox="1126 145 1211 384">4</div> <div data-bbox="1211 145 1377 384">  Rose no add sans gélose </div> <div data-bbox="1377 145 1832 384"> <ul style="list-style-type: none"> Cryoglobuline (37°) (2) Agglutinines froides (37°) (1) </div> <div data-bbox="1832 145 2179 384"></div> </div>
2	 Grand jaune avec gélose (S1) Tube bien rempli	<ul style="list-style-type: none"> Ionogramme (Na, K, Cl ,CO2, osmo) Bilan phosphocalcique (Ca, Mg, P) Fct rénale (Urée, Créatinine, Ac. Urrique) Fct hépato-pancréatique (AST/ALT, ALP, GGT, LDH, Lipase) Métabolisme lipidique (Cholestérol, LDL, HDL, Tgl, Lp(a), Apo A et B) Fonction cardiaque (Troponine I, NT-ProBNP) Bilan martial (Fer, Ferritine, Transferrine, TIBC) Bilan protéique/inflammation (CRP, Protéines totales, albumine, Haptoglobine, Préalbumine, Compléments C3-C4, Alpha-1 glycoprotéine, Retinol Binding, Alpha 1 antitrypsine, B2 microglobuline) Electrophorèse des protéines / Immuno-électrophorèse 	<ul style="list-style-type: none"> Immunoglobulines (IgG, IgA, IgM + sous-classes d'IgG) Vitamines (Folates, B12, vit D) Marqueurs tumoraux (PSA, CA125, CA15-3, CA19-9, CEA, NSE, AFP) Hormonologie <ul style="list-style-type: none"> Thyroïde (TSH,T4I, T3I) Gonades (hCG, LH, FSH, Oest, Prog, Testo, DHEA-S, SHBG) + Prolactine Parathormone (PTH) Surrénales (Aldo, Cortisol) Croissance (GH, IGF-I) Insuline/C-peptide Médicaments : Théophylline, Digoxine, Phénytoïne, Carbamazépine, Ac Valproïque, Amikacine, Vancomycine, Phénobarbital, Lithium, Paracétamol, Caféine Toxicologie (Ethanol, recherche de benzodiazépines) Vitamines A et E (à l'abri de la lumière sous aluminium) (1) 	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div data-bbox="1126 384 1211 1125">5</div> <div data-bbox="1211 384 1377 1125">  EDTA (anticoagulant) </div> <div data-bbox="1377 384 1832 1125"> <ul style="list-style-type: none"> Groupe sanguin** (1) : <u>noter nom, prénom et date de naissance sur tube (voir verso)</u> Anticorps irréguliers** (6ml) (1) : <u>noter nom, prénom et date de naissance sur tube (voir verso)</u> Coombs direct (1) Hémato + formule + réticulocytes Hématies fœtales – Kleihauer (1) Malaria (goutte épaisse) Electrophorèse de l'Hémoglobine (1) Hémoglobine glyquée (1) Typage lymphocytaire/ Immunophénotypage (1) Typage HLA (3) HLA B27 (1) Métaux lourd : Cobalt, Thallium, Arsenic, Mercure, Chrome, Nickel, Cadmium, Manganèse (1) </div> <div data-bbox="1832 384 2179 1125"> <ul style="list-style-type: none"> VS (1) ACTH (sous glace) (1) Ammoniac- NH3 (sous glace) (1) Calcitonine (sous glace) (1) Cyclosporine (1) Tacrolimus – FK506 (1) Charges virales par PCR (HIV, HCV, HBV, CMV) (2) Vitamines B2, B8 (sous glace uniquement le mercredi avant 10h à l'hôpital) (2) Homocystéine (sous glace) (1) Vitamines B1, B6 (2) </div> </div>
3	 Grand jaune avec gélose (S2)	<ul style="list-style-type: none"> Sérologie infectieuse (hépatites, EBV, CMV, Toxo, Syph, Chlam...) Bilans allergologie (IgE, Rasts, tryptase) Bilans auto-immunité (FAN, ANCA, Ac CCP, Fact Rhumatoïde, ...) 	<ul style="list-style-type: none"> Complément total (CH50) Cardiolipines Anticorps anti-HLA Sérothèque 	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div data-bbox="1126 1125 1211 1356">6</div> <div data-bbox="1211 1125 1377 1356">  Gris </div> <div data-bbox="1377 1125 1832 1356"> <ul style="list-style-type: none"> Glycémie (1) Lactate (sous glace) </div> <div data-bbox="1832 1125 2179 1356"></div> </div>
4	 Héparinate-Lithium sans gelose	<ul style="list-style-type: none"> Vitamine C (sous glace) (1) Caryotype (1) Recherche d'antidépresseurs tricycliques Plomb Bilan métabolique de base (acides aminés, acylcarnitines, acides gras à très longue chaîne, lactate/pyruvate/corps cétoniques) (sous glace) (1) 	<ul style="list-style-type: none"> Complément total (CH50) Cardiolipines Anticorps anti-HLA Sérothèque 	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div data-bbox="1126 1356 1211 1554">...</div> <div data-bbox="1211 1356 1377 1554">  Tube Streck </div> <div data-bbox="1377 1356 1832 1554"> <ul style="list-style-type: none"> NIP Test </div> <div data-bbox="1832 1356 2179 1554"> <ul style="list-style-type: none"> (1) : prélever 1 tube (2) : prélever 2 tubes (3) : prélever 3 tubes </div> </div>

IMMUNO-HEMATO

****Groupe sanguin et agglutinines prétransfusionnelles** :

les tubes doivent être **absolument identifiés manuscritement**

=> **NOM, PRENOM, DATE DE NAISSANCE**

A mentionner sur la demande :

Identification du patient + date de naissance
Identification du prescripteur
Nom du préleveur + téléphone
Date et heure du prélèvement

A prélever uniquement sur site hospitalier :

Vitamines B1, B2, B5,...
Cryoglobuline
Agglutinines froides
Ammoniac

En cas de doute ou renseignements sur une analyse, veuillez contacter le laboratoire au 064/27.64.06

URINES

Urines 24H SANS acide	<ul style="list-style-type: none">• Chimie (glucose, urée, créatinine, ions...)• Electrophorèse, immuno• Cortisol• Béta 2 microglobuline• Osmolarité
Urines 24H AVEC Acide	<ul style="list-style-type: none">• Catécholamines• Acide vanylmandélique• Acide homovanillique• Acide 5-hydroxy-indolacétique
Miction (Pour la microbiologie : mi-jet avec toilette intime préalable)	<ul style="list-style-type: none">• Microbiologie : sédiment, culture (<u>conservation</u> : 2h ambient ou 24h à 4°C)• Chimie (sans calcul de 24h)• Microalbuminurie• Iode urinaire• Drogues urinaires : à prélever de préférence au cabinet médical. A domicile : voir procédure laboratoire
Miction ou urines de 24h A L'ABRI DE LA LUMIERE	<ul style="list-style-type: none">• Porphyries• Zinc Protoporphyrines
1ère urines du matin complètes (se réalise dans un pot d'urines de 24H)	<ul style="list-style-type: none">• Cristallurie <p>Sur rendez-vous au 064/27.64.08 à apporter directement à l'hôpital</p>



LABORATOIRE

Secrétariat :

064/27.64.06 (24h/24 – 7j/7) ou 064/27.64.07
Fax : 064/27.64.49

Cellule ambulatoire :

064/27 75 75 du lundi au vendredi de 8h à 17h
Coordinateur : Timothée Rairoux
Secrétaire : Premereur Anne

Coordinateur Centres de prélèvements Externes et des préleveurs indépendants :

Monsieur Timothée Rairoux : 064/27.48.29

Biologistes :

Docteur Delphine Gobin - Hématologie/Transfusion
Phn Biologiste Massimo Camaiani – Biochimie
Docteur Sandrine Roisin – Direction/Microbiologie
Phn Biologiste Annick Ocmant – Sérologie

Responsable Centre de prélèvement Site

Tivoli :

Monsieur Kevin Daloze : 064/27.48.52

Prélèvement Site Tivoli :

064/27.63.84